

# Remiss för DNA-typning av hundar för härstamningskontroll

## Request form for DNA typing of dogs for parentage control

**Hundägare** ifylles av ägaren / to be completed by the owner

Förnamn Efternamn / First name Surname		Telefon / Phone
Adress (ägare) / Address (owner)		E-post / E-mail
Resultatmottagare (om annan än ägare) / Results recipient (if other than owner)	<b>Customer outside of Sweden.</b> Enter year of birth, month, day	
<p>Jag försäkrar att uppgifterna som lämnats gäller de hundar från vilka blodproven tas.          Jag accepterar att blodproven kommer att tillhöra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och kan komma att användas i framtida forskningsprojekt.  <i>I declare that the blood sample submitted for testing are from the stated dogs.          I accept that the blood samples become property of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and may be used in future research programmes.</i></p>		
Datum / Date	Underskrift / Signature	

**Ifylles av veterinär / to be completed by the veterinarian**

Namn på provtagande veterinär / Name of vet.		Journalnummer / Case record no.	
Gatuadress / Street	Postnr / Postal code	Ort / City	Land / Country
Telefon / Phone	Fax	E-post / E-mail	
<p>Jag försäkrar att jag i samband med provtagningen har kontrollerat angivet ID-nummer (chip och/eller tatuering) för angivna hundar.  <i>I declare that I have confirmed the identification (chip and/or tattoo) of all dogs sampled.</i></p>			
Datum / Date	Ort / Place	Stämpel / Stamp	
Underskrift / Signature			
Namnförtydligande / Printed name			

 Skicka provet till SLU snarast möjligt efter provtagning. *Send the sample to SLU as soon as possible after sampling.*
**Ifylles av veterinär / to be completed by the veterinarian**

Namn / Name	Reg nr / Reg no.	Ras / Breed	Färg / Colour	IDnr / ID no.	Labnr / Lab no.
<b>Möjliga fäder / Possible fathers</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Möjliga mödrar / Possible mothers</b>					
1.					
2.					
<b>Avkommor födelsedatum/Litter birth date:</b>					
		<b>Kön / Sex</b>	<b>Färg / Colour</b>	<b>IDnr / ID no.</b>	<b>Labnr / Lab no.</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

**Betalning** kryssa i valt alternativ. Se prislista på [www.slu.se/hgenlab/prislista](http://www.slu.se/hgenlab/prislista)

Swish, skanna QR-kod eller ange nummer 123 322 23 38, meddelande: HBIO samt tikens namn

Bankgiro, 5050-7920, ange: HBIO samt tikens namn

Faktura Ställs till:

Persnr/Org.nr:

**Betalningsdatum:** .....




## Anvisningar till provtagande veterinär

Formuläret fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Prov tas på alla tänkbara föräldrar (inklusive modern), som är inblandade i det aktuella härstamningsfallet. Alla valpar i kullen bör DNA-typas. Fortsätt på en ny beställningsblanket om antalet valpar överstiger åtta stycken.

### Provtagning blodprov

Blodprov (1-3 ml) tas i EDTA-rör. Proven märks tydligt med hundens namn, registreringsnummer eller ID-nr. Vänd röret ett par gånger direkt efter provtagningen för att undvika koagulering. Proven bör sändas samma dag per post eller förvaras i kylskåp tills de kan skickas.

### Provtagning munborste

Prov tagna med munborste behöver i större utsträckning analyseras om och svarstiden kan därför bli längre. Observera att provtagning måste ske hos veterinär för att säkerställa hundens identitet. För varje individ finns två borstar (beställs från Husdjursgenetiska laboratoriet). Hund/valp bör inte ha diät eller ätit 30-60 minuter innan provtagningen. Om möjligt, håll isär valpar innan provtagning. Öppna förpackningen och ta ut borsten. Håll i skaftet och undvik att ta på borsten. Celler skrapas loss från insidan av hundens kind genom att borsten rullas fram och tillbaka med visst tryck. För att få loss tillräckligt många celler måste borsten rullas fram och tillbaka ca 10-20 gånger. Håll inte kvar borsten på samma ställe utan se till att borsten förs över hela insidan av kinden. Upprepa proceduren med den andra borsten på insidan av hundens andra kind. Låt borstarna lufttorka i rumstemperatur. Det är viktigt att borstarna är helt torra innan de stoppas tillbaka i förpackningen. Förslut påsen ordentligt. Märk påsen med hundens ID, alternativt streckkodsetikett med chipnummer. Proven bör sändas samma dag per post eller förvaras i kylskåp tills de kan skickas.

### Proverna skickas till adressen nedan

Märk kuvertet = =

### Husdjursgenetiska laboratoriet

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7023

SE-750 07 Uppsala

## Anvisningar till hundägaren

- Se aktuell prislista [www.slu.se/hgenlab/prislista](http://www.slu.se/hgenlab/prislista)
- Betalning görs i förskott till SLU på swish nummer 123 322 23 38 eller till SLU:s Bankgiro 5050-7920. I betalningsmeddelande ange referens "HBIO" samt hundens namn. Önskas faktura anges personnr/org.nr. Kryssa i vald betalningsmetod på beställningsblanketten samt ange datum för betalningen.
- Normal svarstid är 10-15 arbetsdagar. Observera att för munborstar kan svarstiden bli något längre. Resultat skickas med e-post till angiven resultatmottagare.